

1. Description


Un pansement est planifié pour un usager. Le suivi de pansement est réalisé et je souhaite imprimer certaines fiches de suivi de pansement.

2. Actions à réaliser


- Se connecter sur Livia
- Ouvrir le suivi de pansement
 - A partir de l'item « plan de soins » dans le dossier de l'utilisateur



- Ou à partir du menu « suivi quotidien »



- Afficher le détail du suivi



- Imprimer la fiche pansement souhaitée

- Lorsque le suivi est ouvert, les fiches de pansement saisies sont disponibles
- Sélectionner le bouton « imprimante » présent sur chaque fiche de suivi de pansement.

| M. BALLUT Gerard - Ch 103 - Gir 4 - 85 ans | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| Suivi des pansements | | | |
| Talon gauche Depuis le : 03 / 06 / 2021 | | | |
| Fréquence : Tous les jours | | | |
| Auteur | AAN | | AAN |
| Date | jeu. 01/07/2021 | | jeu. 24/06/2021 |
| Type de plaie | Escarre stade 1 | | Escarre stade 1 |
| Etat cutané | Bourgeonnement | | Bourgeonnement |
| Evolution | Très défavorable | | Très défavorable |





3. Liens avec autres fonctionnalités

- **Lexique plan de soins :**
Accès au paramétrage des différents formulaires

4. Questions diverses

- Est-il possible d'imprimer toutes les fiches du suivi de pansement en même temps ?
Non. Chaque fiche doit être imprimée individuellement.
- Est-il possible d'imprimer une fiche pansement issue d'un suivi présent dans l'historique ?
Oui. Les fiches d'un suivi de pansement clos sont imprimables.

