

DIFFUSION RESTREINTE

Note de version Livia V10.2



Sommaire


Sommaire	2
Nouveautés	3
Zone d'information Livia Door	3
Intégration de l'interface Arcad.....	3
Documents de l'utilisateur	3
Evolutions	4
Indicateurs d'utilisation	4
Laboratoire	4
Performances.....	5
Activation des interfaces	6



Nouveautés

Zone d'information Livia Door

Depuis la page de connexion, une zone d'information a été créée afin de communiquer sur d'éventuelles informations importantes.



Intégration de l'interface Arcad

L'interface Arcad a pour but de pouvoir gérer les services socles et valider les SONS.

La documentation liée à l'intégration de l'interface Arcad dans Livia est disponible en version PDF depuis le dossier « note de version Livia » → « Version 10.2 ». Les étapes de l'activation de l'interface et de l'initialisation des flux sont détaillées dans la documentation.

Documents de l'utilisateur

Depuis le dossier de l'utilisateur, dans l'onglet « documents », le dossier « avenants » a été ajouté. De plus, une nouvelle catégorie nommée « accompagnement » a été créée. Elle est composée des dossiers suivants :

- Bilans et évaluations
- AST
- Attestations
- Divers



Evolutions

Indicateurs d'utilisation

Désormais, l'affichage des nombres apparaît dans une colonne, en plus des pourcentages dans les indicateurs suivants :

- Taux d'utilisation de la MS Santé
- Taux d'utilisation du DMP
- Taux de dossiers actifs avec un projet personnalisé
- Taux de dossiers actifs ayant au moins un événement

Ces nombres apparaissent également pour les mois précédents.

Indicateurs d'utilisation



▼ Filtrer Affichage Année Période de 3 mois 2023 Calculer

	Nombre d'usagers accompagnés	Services soles		Connexion à e-prescription ou e-parcours		Nombre de dossiers actifs	DUI						
		Taux d'utilisation de la MS Santé		Nombre de données échangées entre le DUI et l'outil e-prescription	Nombre de données échangées entre une plateforme e-parcours et le dossier usager informatisé		Taux de dossiers actifs	Taux de dossiers actifs avec un projet personnalisé		Taux de dossiers actifs ayant au moins un événement			
		Pourcentage	Nombre					Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre
Janvier	106	77.36 %	82	69.81 %	74	65	57	84	79.25 %	88.10 %	74	55.95 %	47
Février	124	58.87 %	73	62.90 %	78	23	62	93	75.00 %	98.92 %	92	61.29 %	57
Mars	121	86.78 %	105	70.25 %	85	74	75	117	96.69 %	95.73 %	112	45.30 %	53
Avril	118	40.68 %	48	54.24 %	64	72	82	117	99.15 %	99.15 %	116	80.34 %	94
Mai	128	69.53 %	89	71.88 %	92	83	94	119	92.97 %	88.24 %	105	73.95 %	88
Juin	131	73.28 %	96	96.18 %	126	43	104	122	93.13 %	78.69 %	96	68.85 %	84
Juillet	129	49.61 %	64	74.42 %	96	107	110	120	93.02 %	69.17 %	83	85.83 %	103
Août	129	58.14 %	75	77.52 %	100	24	128	121	93.80 %	96.69 %	117	95.87 %	116
Septembre	135	85.93 %	116	75.56 %	102	94	131	132	97.78 %	77.27 %	102	90.15 %	119
Octobre	141	90.07 %	127	60.28 %	85	109	139	138	97.87 %	92.03 %	127	89.86 %	124
Novembre	148	62.16 %	92	42.57 %	63	116	103	137	92.57 %	96.35 %	132	86.86 %	119
Décembre	152	87.50 %	133	93.42 %	142	134	21	146	96.05 %	95.21 %	139	93.15 %	136

Laboratoire

Le graphisme des résultats de laboratoire évolue pour en faciliter la lecture. De plus, des icônes informatives ont été ajoutées dans le but de savoir si l'examen a été saisi de façon manuelle ou intégrés via l'interface laboratoire.



Examen ↑	Valeur	Date ↑	2 valeurs précédentes
Alc IFCC	45 mmol/mo	22 septembre 2024	
Alglob (g/L)	2.50 g/L	22 septembre 2024	
A2glob (g/L)	10.30 g/L	22 septembre 2024	
ALAT (Transaminases TGP)	19 U/L	22 septembre 2024	
Alb (g/L)	35.60 g/L	22 septembre 2024	
Albumine	35.6 g/L	20 septembre 2024	<ul style="list-style-type: none"> • 35.8 g/L - 07 mars 2024 • 34.2 g/L - 12 octobre 2023
Albumine	16.40 %	22 septembre 2024	
Alpha 1 globulines	3.90 %	22 septembre 2024	
Alpha 2 globulines	16.40 %	22 septembre 2024	
ASAT (Transaminases TGO)	20 U/L	22 septembre 2024	
B1glob (g/L)	3.20 g/L	22 septembre 2024	

Examen ↑	Valeur	Date ↑	2 valeurs précédentes
Alc IFCC	Valeur saisie par un utilisateur 45 mmol/mo	22 septembre 2024	

Examen ↑	Valeur	Date ↑	2 valeurs précédentes
Alc IFCC	45 mmol/mo	22 septembre 2024	
Alglob (g/L)	Valeur issue de l'interface 2.50 g/L	22 septembre 2024	

Les examens laboratoire en PDF s'affichent désormais 10 par 10.

EXAMENS LABORATOIRES	
Nom ↑	Date ↓
BIO240924 (3).pdf	24 septembre 2024
bio c (5).pdf	08 mars 2024
bio c (2).pdf	13 octobre 2023
BIO110423 (2).pdf	11 avril 2023
bilan bio c (7).pdf	08 février 2023
RTPCR20922 (36).pdf	02 septembre 2022
bilan bio.pdf	01 juillet 2022
bilan bio (4).pdf	29 juin 2022
RT PCR 280322 (4).pdf	05 avril 2022
rtpcr (7).pdf	04 avril 2022

Performances

Des problèmes de performances ont été identifiés comme étant en lien avec la messagerie Livia. Afin de résoudre ce problème, une purge des messages supprimés depuis plus de 30 jours a été mise en place.



Activation des interfaces

L'activation des interfaces est accessible depuis : Menu administration > structure > modifier la structure > interface.

Maintenant, l'activation des interfaces n'est possible qu'avec un utilisateur qui se connecte via le SSO Arche.

Si un utilisateur souhaite activer une interface et qu'il ne dispose pas d'un compte SSO, le message suivant s'affiche :

« Fonctionnalité réservée au personnel Arche MC2.

Merci de vous connecter avec un compte SSO ».

